

Vedlegg 4.

Fra: Egil Lingaas <elingaas@ous-hf.no>
Sendt: 20. september 2023 12:47
Til: Else Riise <eriise@ous-hf.no>
Kopi: Trine Ertzeid <tertzeid@ous-hf.no>
Emne: VS: WD440 PT Pass through endoscope washer-disinfector

Til orientering. (Sender tilsvarende informasjon fra Getinge i annen e-post)
Egil

Fra: Morten Kilde Nuvin <morten.nuvin@vingmed-as.no>
Sendt: onsdag 20. september 2023 12:20
Til: Egil Lingaas <elingaas@ous-hf.no>
Kopi: Balakumaran Kumaralingam <Balakumaran.Kumaralingam@vingmed-as.no>; Arne Johnsen <arne.johnsen@vingmed-as.no>
Emne: SV: WD440 PT Pass through endoscope washer-disinfector

Hei igjen Egil,

Joanne i Wassenburg tok kontakt meg etter at du hadde sendt inn forespørsel sentralt til Wassenburg. Pass through maskinen til Wassenburg har en sykel tid som er konstant på 22 minutter uavhengig av type endoskop, og den arbeider asynkront som er kanskje et av de viktigste elementene når det kommer til logistikk, arbeidskapasitet og eller at en unngår å kjøre halvfulle kammer med påfølgende høyt vannforbruk/kjemikalieforbruk. Ved optimaliserte forhold, enten via varmtvannsbereider i nærhet til maskin, eller med god infrastruktur på sykehuset opplever vi også prosesstider ned mot 20 minutter på 440PT. Når det ikke er optimalisert kan sykeltiden i enkelte tilfeller strekke seg opp mot 23-24 minutter da varmeelementet må stå for oppvarming, men dette opplever vi sjeldent på denne type maskin. Temperaturen vil videre monitoreres kontinuerlig via to systemer i maskinen (IMS fungerer som et eget individuelt overvåkingsystem/dobbeltkontroll). Deretter vedlikeholdes temperaturen med et varmeelementet knyttet til kammeret for å hele tiden være i tråd med temperaturkarvet i ISO 15883 og kjemikalienne fra Wassenburg/ Dr. Weigert.

Jeg setter en av våres valideringsingeniører på kopi, Bala, sammen med Arne dersom du har flere spørsmål vi eventuelt skal svare ut i fellesskap.

Vennlig hilsen/Best regards

Morten Kilde Nuvin
Produktspesialist/ Productspecialist
Mob: +47 93097629

VINGMED

Vingmed AS
Solbråveien 13, N-1383 Asker, Norway
Tel: +47 67 58 06 80
www.vingmed-as.no



Fra: Joanne Dolfig [Wassenburg Medical B.V.] <J.Dolfig@wassenburgmedical.nl>
Sendt: tirsdag 19. september 2023 09:24

Til: Morten Kilde Nuvin <morten.nuvin@vingmed-as.no>

Emne: FW: WD440 PT Pass through endoscope washer-disinfector

Morning Morten,

Please see below question from Oslo University Hospital which came in via WB Ireland.
May you please respond accordingly? Many thanks!

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Joanne Dolfing

Account Manager In-Direct Sales

M: +31 (0)6 153 589 30



Wassenburg Medical B.V.
Edisonring 9
6669 NA DODEWAARD
THE NETHERLANDS

T: +31 (0)488 700 500
info@wassenburgmedical.nl
www.wassenburgmedical.com

Follow us on
LinkedIn 

Wassenburg Medical B.V. is a registered company at the Chamber of Commerce in the Netherlands. Chamber of Commerce Midden Nederland no

This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify message sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system you cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. Wassenburg Medical B.V. therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system you cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. If verification is required please request a hard-copy version.

Please consider the environment before printing this email.

From: Egil Lingaas <elingaas@ous-hf.no>

Sent: Thursday, September 14, 2023 5:06 PM

To: Info [Wassenburg Ireland Ltd.] <info@wassenburgmedical.ie>

Subject: WD440 PT Pass through endoscope washer-disinfector

Can you please provide me with details regarding the cycle time of your pass through washer disinfector for flexible endoscope? If cycle time depends on the type of endoscscope and/or the water temperature, please provide me with details

Kind regards
Egil Lingsaas MD PhD
Director
Department of Infection Prevention
Oslo University Hospital
Oslo, Norway
Tel: +47 23 07 31 01/ +47 970 38 528

Ikke sensitiv/ no sensitive content

.